


KATALOG IVD PROIZVODA 2018-2019



ISO 9001
ISO 13485
ISO/IEC 17025

Usaglašeno prema direktivi 98/79/EC (CE znak)

IMUNODIJAGNOSTIKA
IVD DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
RIA / IRMA

ENDOKRINOLOGIJA (FERTILITET, TIROIDNI PROGRAM, DIJABETES), ONKOLOGIJA, ALERGIJE

Proizvod	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat.br.
IRMA hLH Luteinizirajući hormone <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija	IRMA	^{125}I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 50 μL	180 min, ST uz mućkanje (120 min 37°C)	220
IRMA FSH Folikulostimulirajući hormone <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija	IRMA	^{125}I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 50 μL	180 min, ST uz mućkanje (120 min 37°C)	210
IRMA hCG Humani horionski gonadotropin <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija Tumorski marker	IRMA	^{125}I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 50 μL	2 X 30 min, ST uz mućkanje (120 min 37°C)	250
IRMA PRL Prolaktin <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija	IRMA	^{125}I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 50 μL	180 min, ST uz mućkanje (120 min 37°C)	230
IRMA AFP α-fetoprotein <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija Tumorski marker	IRMA	^{125}I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 50 μL	2 X 60 min, ST uz mućkanje	270
RIA PROGESTERON (PEG) Progesteron <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija	RIA	^{125}I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 50 μL	180 min, ST uz mućkanje	80
RIA ESTRADIOL (CT) Estradiol <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija	RIA	^{125}I	50 epruveta	Humani serum i plasma; 100 μL	120 min, 37°C	90

Proizvod	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat.br.
RIA TESTOSTERON (CT) Testosteron <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcija	RIA	¹²⁵ I	50 epruveta	Humani serum i plasma; 25 µL	120 min, 37°C	110
IRMA TSH Tireostimulirajući hormone <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija	IRMA	¹²⁵ I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	180 min, ST uz mućkanje (120 min 37°C)	240
RIA T3 (PEG) Triiodotironin <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija	RIA	¹²⁵ I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	120 min, ST	10
RIA T4 (PEG) Tiroksin <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija	RIA	¹²⁵ I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 25 µL	60 min, ST	20
RIA T3 (CT) Triiodotironin <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija	RIA	¹²⁵ I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 50 µL	120 min, 37°C	30
RIA T4 (CT) Tiroksin <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija	RIA	¹²⁵ I	100 epruveta	Humani serum i plasma; 20µL	60 min, 37°C	40
IRMA Tg Tiroglobulin <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija Tumorski marker	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	20 h (preko noći), ST	470
RIA Tg At (PEG) Anti- tiroglobulinska antitela <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Tiroidna funkcija	RIA	¹²⁵ I	70 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	2 h, ST	60
RIA INSULIN (PEG) Insulin <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Dijabetes Endokrinologija	RIA	¹²⁵ I	70 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	20 h (preko noći), ST	120

Proizvod	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat.br.
IRMA C-PEPTID C-peptid <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Dijabetes Endokrinologija	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	20 h (preko noći), ST	320
RIA CORTIZOL (CT) Kortizol <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Endokrinologija	RIA	¹²⁵ I	50 epruveta	Humani serum i plasma; 50 µL	180 min, 37°C	100
IRMA CEA Karcinoembrionalni antigen <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Tumorski marker	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 50 µL	180 min, ST uz mućkanje (180 min 37°C)	260
IRMA PSA Prostata specifičan antigen <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Tumorski marker	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 50 µL	20 h, ST uz mućkanje	280
IRMA fPSA Prostata specifičan antigen (slobodni) <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-1571/10</i>	Tumorski marker	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 50 µL	20 h, ST uz mućkanje	300
IRMA IgE Imunoglobulin E <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-629/10</i>	Alergije	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 100 µL	3 h, ST uz mućkanje	290
IRMA Fer Feritin <i>Registrovano kod ALIMS</i> <i>pod br 04-1571/10</i>	Tumorski marker	IRMA	¹²⁵ I	60 epruveta	Humani serum i plasma; 50 µL	1 h, ST uz mućkanje	370

MOLEKULARNA IMUNOLOGIJA
ODREDJIVANJE KONCENTRACIJE HUMANIH IMUNOGLOBULINA/KOMPLEMENTA
RADIJALNA IMUNODIFUZIJA U PLOČAMA (RID)

Proizvod	Upotreba	Metoda	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
RID ploča, IgA humani Humani IgA <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1720/2010/1300</i>	Kvantitacija proteina	RID	1 ploča (8 test mesta)	Humani serum; 5 µL	48 h	800
RID ploča, IgG humani Humani IgG <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1721/2010/1300</i>	Kvantitacija proteina	RID	1 ploča (8 test mesta)	Humani serum; 5 µL	48 h	810
RID ploča, IgM humani Humani IgM <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1722/2010/1300</i>	Kvantitacija proteina	RID	1 ploča (8 test mesta)	Humani serum; 5 µL	80 h	820
RID ploča, C3 humani Humani C3 komplement <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1723/2010/1300</i>	Kvantitacija proteina	RID	1 ploča (8 test mesta)	Humani serum; 5 µL	48 h	830

ODREDJIVANJE AUTOANTITELA

FITC DIJAGNOSTIČKI KOMPLETI ZA OTKRIVANJE AUTOANTITELA

Proizvod	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
FITC komplet za otkrivanje anti-mitohondrijalnih antitela (AMA) Humana anti-mitohondrijalna autoantitela <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1651/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	610
FITC komplet za otkrivanje antiglatkomišićnih antitela (AGMA) Humana anti-glatkomišićna autoantitela <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1653/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	620
FITC komplet za otkrivanje antitela protiv tireoidnih mikrozoza (MZ) Humana autoantitela protiv tireoidnih mikrozoza <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1650/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	630
FITC komplet za otkrivanje antiparijetalnih antitela (APA) Humana antitela protiv parijetalnih ćelija želuca <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1652/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	640

FITC komplet za otkrivanje anti-nuklearnih antitela (ANA) Humana anti-nuklearna autoantitela <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1654/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	650
--	----------------------------	--------------------------------	------	---	------------------------	--------------------	-----

ST – sobna temperatura

ANTIGENI ZA OTKRIVANJE AUTOANTITELA

Proizvod	Upotreba	Metoda	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
Antigen AMA <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2549/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	bubreg miša, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1280
Antigen AGMA <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1658/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	želudac miša, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1290
Antigen APA <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2550/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	želudac miša, 5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta krio isečci parafinski isečci	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST 15min+30 min+ 20min, ST	1310 1440
Antigen ANA <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2548/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	jetra miša, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1320
Antigen ASA (srce) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2551/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	srce primata, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1330
Antigen Jednjak primata <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1661/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, RT	1370
Antigen Jednjak pacova <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2552/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1390

Antigen LKM <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1659/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	jetra/bubreg miša, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1400
Antigen LKS <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1660/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	jetra/bubreg/želudac miša, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1410
Antigen KS <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2553/2010/1300</i>	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	bubreg/želudac miša, krio isečci 5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1420

ANTIGENI ZA OTKRIVANJE AUTOANTITELA

Proizvod	Upotreba	Metoda	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
Antigen ANCA (za istraživačke svrhe)	Imunologija Autoimunost	Indirektna imunofluorescencija	5 mikroskop. pločica zj. 40 test mesta Humani neutrofili Fiksirani etanolom	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	1430

FITC DIJAGNOSTIČKI KOMPLETI ZA SEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU INFEKTIVNIH BOLESTI

Proizvod	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
FITC komplet za otkrivanje antitela protiv <i>Echinococcus granulosus</i> Humana specifična antitela prema <i>E. granulosus</i> <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1655 /2010/1300</i>	Infektivna bolest	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta parafinski isečci	Humani serum; 25 µL	15 min+30 min+ 20 min, ST	670
FITC komplet za otkrivanje antitela protiv <i>Trichinella spiralis</i> Humana specifična antitela prema <i>Trichinella</i> <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1657 /2010/1300</i>	Infektivna bolest	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica tj. 10 test mesta parafinski isečci	Humani serum; 25 µL	15 min+30 min+ 20 min, ST	680
FITC komplet za otkrivanje antitela protiv <i>Toxoplasma gondii</i> Humana specifična antitela prema <i>T. gondii</i> <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1656 /2010/1300</i>	Infektivna bolest	Indirektna imunofluorescencija	FITC	5 mikroskop. pločica zj. 40 test mesta fiksirani tahizoiti	Humani serum; 25 µL	30 min+ 20 min, ST	690

DODATNI REAGENSI ZA ISPITIVANJA

POLIKLONSKA ANTITELA:

Proizvod	Opis/Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
Poliklonska antitela protiv humanog punog seruma <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2559/2010/1300</i>	domaćin - ovca, prepoznaje humane globuline, albumin i transferin /Imunologija	Imunoelektroforeza, Imunohistohemija, Ostalo	/	2 ml 1ml	/	/	900 901
Poliklonska antitela protiv humanog IgG (H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2556/2010/1300</i>	domaćin - ovca, specifična za γ lanac, /Imunologija	Imunoelektroforeza, Imunohistohemija, Ostalo	/	2 ml 1 ml	/	/	930 931
Poliklonska antitela protiv humanog IgA (H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2557/2010/1300</i>	domaćin - ovca, specifična za α lanac, /Imunologija	Imunoelektroforeza, Imunohistohemija, Ostalo	/	2 ml 1 ml	/	/	940 941
Poliklonska antitela protiv humanog IgM (H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2558/2010/1300</i>	domaćin - ovca, specifična za μ lanac, /Imunologija	Imunoelektroforeza, Imunohistohemija, Ostalo	/	2 ml 1 ml	/	/	950 951

FITC OBELEŽENA POLIKLONSKA ANTITELA

Proizvod	Opis	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat.Br.
FITC obeležena antitela protiv humanog C3 <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1665/2010/1300</i>	Koncentrovana , domaćin - kunić IgG frakcija, specifična za C3, puferski rastvor	Imunologija	Direktna imunofluorescencija, imunohistohemija	FITC	2 ml 1ml	/	20-30 min, zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1010 1011
FITC obeležena antitela protiv humanog IgA(H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1663/2010/1300</i>	Koncentrovana , domaćin - ovca, specifična za α lanac, IgG frakcija, puferski rastvor	Imunologija	Direktna i indirektna imunofluorescencija, imunohistohemija	FITC	2 ml 1ml	/	20-30 min, zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1020 1021
FITC obeležena antitela protiv humanog IgG(H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1662/2010/1300</i>	Koncentrovana , Domaćin - ovca, specifična za γ lanac, IgG frakcija, puferski rastvor	Imunologija	Direktna i indirektna imunofluorescencija, imunohistohemija	FITC	2 ml 1 ml	/	20-30 min, zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1030 1031
FITC obeležena antitela protiv humanog IgM(H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 1664/2010/1300</i>	Koncentrovana , Domaćin - ovca, specifična za μ lanac, IgG frakcija, puferski rastvor	Imunologija	Direktna i indirektna imunofluorescencija, imunohistohemija	FITC	2 ml 1 ml	/	20-30 min, zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1040 1041
FITC obeležena antitela protiv mišjeg IgG(H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2555/2010/1300</i>	Koncentrovana , Domaćin - ovca, specifična za γ lanac, Afinitivno prečišćena antitela, puferski rastvor	Imunologija	Direktna i indirektna imunofluorescencija, imunohistohemija	FITC	2 ml 1 ml	/	20-30 min, zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1050 1051
FITC obeležena antitela protiv humanog Ig(G+A+M) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2554/2010/1300</i>	Koncentrovana , Domaćin - ovca, prepoznaje γ , α , μ lanac, IgG frakcija, puferski rastvor	Imunologija	Direktna i indirektna imunofluorescencija, imunohistohemija	FITC	2 ml 1 ml	/	20-30 min, zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1060 1061

PEROKSIDAZOM OBELEŽENA POLIKLONSKA ANTITELA:


Proizvod	Opis	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
Peroksidazom obeležena antitela protiv humanog IgG(H) <i>Registrovano kod ALIMS pod br.2556 /2010/1300</i>	Koncentrovana , Domaćin - ovca, Specifična za γ lanac, Afinitivno prečišćena antitela, puferski rastvor glicerola	Imunologija	Imunohemija, ELISA	Peroksidaza	2 ml, 1 ml, 0.5 ml, 0,25 ml	/	Zavisno od tipa ispitivanja, prethodno odrediti radno razblaženje	1070 1100 1090 1080

OSTALI POMOĆNI REAGENSI :

Proizvod	Opis	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
Komplement kunića (serum) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2561/2010/1300</i>	Kunićev serum	Imunologija	Imunodijagnostičke procedure znanovane na aktivaciji komplementa	/	1 ml	/		1130
PBS (10 x koncentrovan) <i>Registrovano kod ALIMS pod br. 2562/2010/1300</i>	Fiziološki rastvor puferizovan fosfatnim solima – PBS (10 x koncentrovan)	Imunologija	Imunoelektroforeza, Imunohistohemija, Ostalo	/	100 ml	/		1171

IVD SREDSTVA ZA SAMOTESTIRANJE – UTVRĐIVANJE TRUDNOĆE-UTVRĐIVANJE PLODNIH DANA

Proizvod	Upotreba	Metoda	Marker	Pakovanje	Uzorak	Inkubacija	Kat. Br.
GRAMEM PLUS <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcijska DETEKCIJA TRUDNOĆE	imunotest detekcija hCG	koloidno zlato	1 test	Humani urin, 2 kapi	3-5 minuta	330
OvuLIN <i>Registrovano kod ALIMS pod br 04-629/10</i>	Fertilitet i Reprodukcijska DETEKCIJA PLODNIH DANA	imunotest detekcija hLH	koloidno zlato	5 testova	Humani urin, 2 kapi	5 minuta	340



INEP